

# 分析报告单

品名: 异硫氰酸胍  
批号: 20221125  
级别: 分析级 (AR)  
分子式:  $\text{NH}_2\text{C}(\text{NH})\text{NH}_2 \cdot \text{HSCN}$   
分子量: 118.16  
检验日期: 2022-11-24

检验项目	指标	检验结果
含量 [ $\text{NH}_2\text{C}(\text{NH})\text{NH}_2 \cdot \text{HSCN}$ ], %	$\geq 99.5$	99.5
熔点范围, °C	118~121	合格
pH值 (118g/L, 25°C)	5.0~7.0	合格
水溶解试验	无色澄清	合格
水不溶物, %	$\leq 0.1$	$< 0.1$
灼烧残渣 (以硫酸盐计), %	$\leq 0.1$	$< 0.1$
水分 ( $\text{H}_2\text{O}$ ), %	$\leq 0.5$	$< 0.5$
铵盐 (以 $\text{NH}_4\text{SCN}$ 计), %	$\leq 0.1$	$< 0.1$
重金属 (以Pb计), %	$\leq 0.0005$	$< 0.0005$
吸光度 (280nm, 355g/L)	$\leq 0.4$	$< 0.4$
吸光度 (300nm, 355g/L)	$\leq 0.1$	$< 0.1$
以下空白		

签发人: 程飞

复核人: 王松权

检验人: 邹笋

质检部



深圳逗点生物技术有限公司  
Biocomma Limited

地址: 深圳市龙岗区吉华街道甘李六路12号中海信创新产业城12栋14楼  
Address: 14<sup>th</sup> Fl., Bldg. 12, Zhonghaixin Industrial Center, 12 Ganli Sixth Rd., Jihua St., Longgang  
Dist., Shenzhen, Guangdong, 518114 China

电话: 400-878-7248  
TEL: +86-0755-25498787

邮箱: info@biocomma.cn  
E-Mail: info@biocomma.com

网站: www.biocomma.cn  
WEB: www.biocomma.com

400-878-7248

