



逗点生物

96孔深孔板
8/96联磁棒套

现货
大量供应

自动化核酸提取仪配套耗材

产品优势：

- ◆ 采用USP Class VI和通过FDA认证的医疗级聚丙烯原料
- ◆ 产品的耐受性、柔韧度、热变形稳定等性能优异
- ◆ 低吸附，保证反应系统准确性及精确性
- ◆ 字母排序设计便于标记，产品尺寸符合ANSI标准
- ◆ 配套主流自动化核酸提取仪

订购信息：

货号	描述	包装
8WMS	8联磁棒套	2条/包
96WMS-CH-N	96磁棒套	36块/盒
96WP-S022-N	96孔方孔收集板，2.2 mL，U形底	24块/盒
96WP-S022-VN	96孔方孔收集板，2.2 mL，V形底	24块/盒
96WP-S016-N	96孔方孔收集板，1.6 mL，U形底	30块/盒
96WP-S010-N	96孔方孔收集板，1.0 mL，U形底	30块/盒

深圳逗点生物技术有限公司
BIOCOMMA LIMITED

总部：深圳市龙岗区吉华街道甘李六路12号中海信创新产业城12栋1楼
电话：0755-25498787； 传真：0755-25498726
网址：www.biocomma.cn Email: info@biocomma.com

国内研发 国际品质
深圳品牌 服务全球