

# 胶体金优化剂

biocomma® 胶体金免疫层析优化剂可保护抗体，增强交替稳定性，延长保质期。



## 特点：

- 减少基质效应，特别是尿样的基质效应；
- 增加亲水性，缩短抗原—抗体反应时间；
- 保护抗体，减少标记抗体的脱落；
- 增强胶体稳定性，延长试剂盒的保质期；
- 增加定量准确性，改善标准曲线的线型；
- 改善批间重复性。

## 订购信息：

货号	描述	包装
001000	胶体金免疫层析优化剂套装，包括 20mL SDS-L，20g SDS-F，35g L-90D，35g L-30	1套/盒
001011-1	SDS-L胶体金免疫层析优化剂（50mL/瓶）	4瓶/盒
001012-1	SDS-F胶体金免疫层析优化剂（50g/瓶）	4瓶/盒
001013-1	L-90D胶体金免疫层析优化剂（50g/瓶）	4瓶/盒
001014-1	L-30胶体金免疫层析优化剂（50g/瓶）	4瓶/盒

更多包装规格敬请咨询

