



# biocomma<sup>®</sup> 多管涡旋混匀仪



16位试管固定器  
(适用50 mL 离心管)



26位试管固定器  
(适用15 mL 离心管)



16位试管固定器  
(适用30 mL 具塞比色管)

转速范围	0-3000 rpm
定时范围	0-999.9 min
可存储程序	4个可储备程序 预设涡旋时间、转速，一键启动
试管固定器位数	16位 适用于直径16-32 mm 试管(50 mL) 26位 适用于直径10-16 mm 试管(15 mL) 16位 适用于长度20 cm 玻璃试管(30 mL) 可根据用户不同要求定制
重量	18.8 KG
电机保护等级	IP20
输出功率	60W
外观尺寸(W/D/H)	320*474*208 mm
最大载重	2.1 KG
工作方式	无限连续或者定时
转速及时间设定	数显，无极调节
轨道/行程	3 mm
附件	16位/26位多管试管固定器、扎带
安全装置	超载断电
允许环境条件	5-35 °C，相对湿度80%
结束提示音	有
安全漏液口	有

国内研发 国际品质  
深圳品牌 服务全球



技术支持微信号



官方公众号

扫一扫，添加技术支持微信号，  
随时为您提供专业的解答。